

UTILIZZO E SANIFICAZIONE MICROSCOPI

Prima di utilizzare il microscopio, ogni utente è tenuto alla sanificazione dello strumento.

La sanificazione si esegue come di seguito descritto:


Step 1

Pulire il microscopio con alcool avendo particolare cura nel sanificare gli oculari.

Non immergere gli oculari nell'alcool, questo potrebbe danneggiare irrimediabilmente gli stessi.

Step 2

Proteggere gli oculari con pellicola trasparente, come descritto nell'immagine sottostante.



NOTE IMPORTANTI:

1-potrebbe verificarsi il caso che la nitidezza dell'immagine non sia sufficiente per l'analisi da eseguire. In questo caso si consiglia di eseguire solo il passo 1 ma di pulire gli oculari con molta attenzione.

2-Le analisi vanno eseguite sempre indossando i guanti monouso.

3- Una volta terminato l'utilizzo del microscopio rimuovere la pellicola e gettarla nel rifiuto secco non riciclabile.